





182

Тестовая страница

Распечатать тестовую страницу так,
чтобы сошелся масштаб.



182





Выкройка ежедневника на кольцах.

Рекомендуемая толщина кожи - 1.4 - 1.8 мм

Рекомендуемая толщина нити - 0,55 мм

Шаг выкройки 5 мм. Рекомендуемый к применению строчный высечной пробойник D-1 мм, но так же возможно использовать иглы, ромбовидные и другие пробойники с шагом соответствующим шагу выкройки.

Фурнитура:

1. Полукольцо 35 мм - 2 штука
2. Молния №3 металлическая либо пластик длину подобрать по месту
3. Кнопка - 1 штука





